



Monte-escaliers courbe double rail

Handicare 2000 | 2000 Simplicity




Les atouts d'un monte-escaliers Handicare

A l'heure où le maintien à domicile est une priorité pour tous, l'installation d'un appareil monte-escaliers reste l'alternative la moins onéreuse et la plus simple.

Chaque année, des milliers de personnes cherchent une solution aux problèmes posés par les escaliers.


Que vos escaliers soient tournants ou hélicoïdaux, vous pouvez envisager la pose d'un monte-escalier, Handicare 2000. Ce modèle s'intègre parfaitement à tous les types d'escaliers tournants. Il offre de plus des fonctionnalités et des options qui optimisent et facilitent son usage. Une solution personnalisée, adaptée à vos besoins !

Nous vous offrons un accompagnement personnalisé tout au long de votre projet. Avec Handicare vous bénéficiez, en toute clarté, des conseils de vrais professionnels. La qualité et la sécurité sont les engagements de notre enseigne.



Une solution sur mesure adaptée à vos besoins spécifiques

Chaque monte-escalier Handicare est pensé et adapté en fonction de vos besoins et des spécificités de votre intérieur. Notre Technologie Unique de prise de mesure « PhotoSurvey » permet l'élaboration d'un plan aux mesures précises de votre escalier, en toute clarté et au centimètre près.



C'est lors d'une visite d'étude que nos techniciens conseil déterminent vos besoins. Dans le cadre de cet échange nous répondons à toutes vos interrogations qu'elles soient d'ordre commercial ou technique.

Votre Handicare 2000 peut être équipé de deux modèles de sièges. Notre Technicien Conseil vous aidera à déterminer lequel est le plus adapté à vos besoins.



Siège Smart



Siège Simplicity



Spécificités du siège



Télécommande

Notre Handicare 2000 vous est livré avec deux télécommandes. Une fois replié, vous pouvez le renvoyer sur son point de charge en haut de l'escalier.



La sécurité par défaut

Le modèle Handicare 2000 est équipé de plusieurs capteurs de sécurité conçus pour arrêter votre course si vous rencontrez un obstacle.



Encombrement réduit

Comme tous les modèles de notre gamme, cet appareil est très compact et assure un encombrement minimal de votre espace. Nous pouvons également configurer votre installation en l'équipant d'un rail escamotable automatique ou à charnière motorisé.

Batterie

Notre 2000 est équipé d'une batterie de secours, dès lors, il continue de fonctionner même en cas de panne d'électricité. Cette précaution vous garantit de ne pas rester bloqué au milieu de l'escalier en cas de panne inopinée.





Une utilisation simple

Vous souhaitez déplacer votre fauteuil, pour cela il vous suffit de presser la manette prévue à cet effet. Vers le haut si vous souhaitez monter ou vers le bas si vous souhaitez descendre. Votre monte-escalier suivra le mouvement en douceur.



Ceinture de sécurité

Votre monte-escalier Handicare de la série 2000 est doté d'une ceinture de sécurité enrroulable à dégagement rapide tout comme celle que vous pouvez trouver dans un véhicule automobile. Si vous le souhaitez, nous pouvons vous équiper également d'une ceinture Velcro à fixation rapide.



Affichage de diagnostic

Le Handicare 2000 est doté d'un « cadran d'affichage de diagnostic ». Ces indications vous permettent de contrôler le bon fonctionnement de votre appareil et d'établir l'origine d'un éventuel dysfonctionnement très rapidement.



Les fonctions optionnelles

Rail à charnière motorisé

Lorsqu'une porte se trouve au bas de l'escalier, comme c'est le cas dans certaines maisons, le rail risque de devenir un obstacle. Il faut alors prévoir une installation escamotable automatique ou à charnière. Celui-ci peut être replié, libérant ainsi l'accès à la porte. Lorsque vous activez votre monte-escalier à l'aide de la manette, la charnière se soulève ou se rabat automatiquement.



Pivotement motorisé

Arrivé au sommet de l'escalier, votre fauteuil doit pivoter pour que vous puissiez descendre en toute sécurité sur le palier. Si vous choisissez l'option de « pivotement motorisé », cela se fera sans aucun effort de votre part. Il vous suffit d'actionner la manette prévue à cet effet.



Capacité de portance de nos appareils

La limite de portance maximale standard de la série 2000 Handicare est de 115 kg. Cette capacité peut être optimisée jusqu'à 137 kg.

Repose-pieds motorisé ou fonction strapontin

Le repose-pieds et le fauteuil se rabattent simultanément pour offrir un maximum d'espace aux autres habitants de maison lorsque ceux-ci empruntent l'escalier. Si vous choisissez cette option motorisée, vous n'aurez plus à vous baisser pour déplier ou plier le repose-pieds. La manipulation se fait sans efforts de votre part.



Les couleurs de notre 2000

Handicare 2000 vous est proposé avec le siège Smart et le siège Simplicity. Le siège Smart est disponible en six coloris. Le siège Simplicity est disponible quant à lui en couleur « sable ». Le rail de la série 2000 est disponible en trois coloris.

Perche

Si l'utilisateur est dans l'incapacité de plier les jambes ou de ne pas tenir une station assise le siège Perche est la solution la plus adaptée.

Equippé d'une ceinture rétractable il vous assure une utilisation stable et sécurisée. Ce modèle est disponible en six coloris.



Le modèle Handicare 2000 en bref

Options siège	2000	2000 Simplicity	
Choix de revêtement	✓	-	Assortiment de six coloris selon votre décor.
Pivotement électrique	○	-	Facilite le pivotement du siège à la sortie/l'entrée sur le palier.
Ceinture de sécurité rétractable	✓	✓	Ceinture rétractable beige avec attache de fermeture latérale ou centrale.
Ceinture de sécurité avec velcro	○	○	Ceinture noire avec fermeture velcro à chaque extrémité pour la maintenir fermement en place.
Siège en forme de perchoir	○	-	Idéal pour les usagers qui ont des difficultés à plier l'articulation de la hanche ou du genou.
Options repose-pieds	2000	2000 Simplicity	
Manuel	✓	✓	Le repose-pieds se plie et se déplie manuellement.
Motorisé à partir du siège	○	○	Le repose-pieds se replie en même temps que le siège.
Motorisé à partir de l'accoudoir	○	-	Le repose-pieds se lève ou s'abaisse au moyen d'un bouton situé sous l'accoudoir avec l'utilisateur assis.
Fonctionnalités rail	2000	2000 Simplicity	
Tourne les angles et les virages	✓	✓	Destiné à une grande gamme d'escaliers, en angle, tournants, à paliers multiples, ou en spirale.
Bornes de recharge multiples	✓	✓	Vous utiliserez votre télécommande pour stationner votre monte-escalier sur une borne de recharge.
Rail décliné dans n'importe quel colori	○	○	Possibilité de personnaliser votre rail courbe pour l'assortir à votre décor.
Zéro intrusion sur le palier	○	○	Évite d'obstruer les portes trop rapprochées du haut de l'escalier.
Charnière électrique	○	○	Déplace automatiquement le rail en même temps que le monte-escalier pour libérer l'accès aux portes.
Capacité de poids	2000	2000 Simplicity	
Poids standard maximal	115 kg	115 kg	
Poids maxi avec kit grande capacité	137 kg	137 kg	
Conformité aux normes	2000	2000 Simplicity	
EN 81-40: Monte-escaliers	✓	✓	

✓ Disponible en standard ○ Option - Pas disponible

Coloris de revêtement disponibles pour siège Smart



CACAO



RUBIS



SABLE



SAPHIR



ARDOISE



JADE

Coloris de revêtement siège Simplicity



SABLE

Sachez que les couleurs réelles peuvent être légèrement différentes que celles affichées.

Choix de la couleur de votre rail



GRIS CLAIR



MARRON



BRONZE

Handicare vous offre également la possibilité de choisir une couleur personnalisée pour votre appareil (voir conditions avec un Conseiller).

Faciliter la vie quotidienne

Historique

Depuis 125 ans Handicare est un acteur majeur dans les domaines de l'Accessibilité et de la Mobilité, grâce au savoir-faire de nos équipes d'ingénieurs.

Nous vous proposons une gamme d'appareils très variés qui répondent spécifiquement à vos besoins. Nos monte-escaliers s'intègrent parfaitement à tout type d'intérieur.


Leur esthétique soignée et leurs fonctionnalités sont pensées pour vous offrir chaque jour, une utilisation en toute sérénité et cela, dans la sécurité la plus totale.

Qualité et sécurité

Tous nos produits vous sont livrés avec une garantie « constructeur » et sont strictement élaborés selon les normes en vigueur.

Afin de vous offrir une qualité et une sécurité optimale et comme l'exige la législation, nos certifications et nos labels sont revalidés chaque année par des services d'inspection indépendants.

Cette démarche de transparence vous assure une sérénité totale et la certitude que votre projet est entre les mains de vrais professionnels.



handicare

Handicare Monte-Escaliers
ZI de la Croix Blanche
20 Avenue Scotté
91700 Ste Geneviève des Bois
France

T +33 (0)1 69 46 86 10
F +33 (0)1 69 46 86 19
monte-escaliers@handicare.fr
www.handicare.fr

Sachez que les couleurs réelles peuvent être légèrement différentes que celles affichées. Toutes les informations sont données à titre purement indicatif. Handicare se réserve le droit de modifier les designs et toutes autres spécificités sans préavis.